

Моноклональное Антитело Anti-Pdxk Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - O00764

Артикул: CM0007272



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело anti-PDXX, валидированное для WB и ELISA. Обнаруживает человеческий PDXX (35 кДа, SWISS O00764). Идеально подходит для исследований метаболизма витамина B6 и киназ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PDXX Rabbit mAb
Примечания/Псевдонимы	PKH, PNK, HMSN6C, PRED79, C21orf97, HEL-S-1a, C21orf124, PDXX
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8566
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-312 человеческого PDXX (NP_003672.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O00764
Молекулярный вес белка	35кДа
Доставка	В ледяном пакете