

Поликлональные Антитела Против Pdxk Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Ицх, Ифа - O00764

Артикул: CM0029155



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против PDXK, валидированные для Вестерн-блоттинга, ИФ/ИЦХ, ИФА. Обнаруживают PDXK человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований метаболизма витамина B6, киназной активности и нейропатии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PDXK Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	PKH; PNK; HMSN6C; PRED79; C21orf97; HEL-S-1a; C21orf124; PDXK
Вид	Человек
ID гена	8566 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-312 человеческого PDXK (NP_003672.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O00764
Молекулярный вес белка	35кДа
Доставка	В ледяном пакете