

Кроличье Поликлональное Антитело Против Pdxp Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - Q96Gd0

Артикул: CM0020146



введение

Кроличье поликлональное антитело против PDXP (Хронофина) для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА. Определяет PDXP человека, мыши, крысы (32 кДа). Полезно для изучения метаболизма витамина B6, сигналинга кофилина и развития нейронов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PDXP Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	CIN; PLP; dj37E16.5; PDXP
Вид	Человек
ID гена (Человек)	57026
ID гена	57026
Иммуноген	Синтетический пептид[Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 200 до С-конца PDXP человека (NP_064711.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96GD0
Молекулярная масса белка	32 кДа
Доставка	В пакете со льдом