


Кроличье Моноклональное Антитело Против Rebr1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P30086

Артикул: CM0002649



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого REBP1 (RKIP/HNCP). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально для исследований сигналинга MAPK и нейробиологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	РЕВР1 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	РВР; HСNP; РЕВР; RКIP; HСNPpp; РЕВР-1; HЕL-210; HЕL-S-34; HЕL-S-96; РЕВР1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5037
ID гена	5037
Иммуноген	Синтетический пептид - синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого РЕВР1 (P30086).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P30086
Молекулярная масса белка	21 кДа
Доставка	В пакете со льдом