

Поликлональное Антитело Anti-Pebp4 Для Wb И Elisa — Q96S96

Артикул: CM0016739

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого PEBP4 (CORK1), валидированное для WB и ELISA, с перекрёстной реактивностью с мышью. Идеально подходит для исследований PI3K-АКТ-сигналинга и секретируемых белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к PEBP4
Примечания/синонимы	CORK1; CORK-1; PEBP-4; hPEBP4; PRO4408; GWTM1933; HEL-S-300; PEBP4
Вид	Человек
GeneID (человек)	157310
GeneID	157310
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	Q96S96
Молекулярная масса белка	26 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом