

Кроличы Поликлональные Антитела К Anti-Pebp4 - Q9D9G2

Артикул: CM0021977

введение

Кроличы поликлональные антитела против PEBP4 (Phosphatidylethanolamine-binding protein 4), валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Реагируют с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Идеально подходят для исследований сигнального пути PI3K-AKT.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PEBP4 кроличы pAb
Примечания/Псевдоним	PEBP-4; PEBP4
Вид	Мышь
GeneID (человек)	157310
GeneID	73523
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 90-242 мышиного PEBP4 (NP_082836.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9D9G2
Молек белка	27кДа
Доставка	Ледяной пакет