


Кроличья Моноклональная Антитело Против Anti-Pedf/Serpinf1 Для Вб, Ифа - P36955

Артикул: CM0004328



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий PEDF/SERPINF1 (P36955), валидированное для Вестерн-блота и ИФА. Обнаруживает PEDF в образцах человека, мыши и крысы с молекулярной массой 46 кДа. Идеально подходит для исследований нейробиологии и ангиогенеза в ИВД.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье МАб к PEDF/SERPINF1
Примечания/синонимы	OI6; OI12; PEDF; EPC-1; PIG35; PEDF/SERPINF1
Вид	Человек
ID гена (человек)	5176
ID гена	5176
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого PEDF/SERPINF1 (P36955).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P36955
Молекулярная масса белка	46 кДа
Доставка	Холодильный пакет