


Кроличья Поликлональная Антитело Против Pedf/Serpinf1 Для Вб, Ифа - P36955

Артикул: CM0014775



введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на человеческий PEDF/SERPINF1, валидирована для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Подходит для исследований ангиогенеза и нейротрофических факторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PEDF/SERPINF1 кроличья пАт
Примечания/Альясы	OI6; OI12; PEDF; EPC-1; PIG35; PEDF/SERPINF1
Вид	Человек
ID гена	5176
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 141-240 человеческого PEDF/SERPINF1 (NP_002606.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P36955
Молекулярная масса белка	46 кДа
Доставка	Холодопак