

Анти-Peg10 Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q86Tg7

Артикул: CM0026804



введение

Поликлональные антитела кролика, направленные против человеческого PEG10, белка, происходящего от ретротранспозона и участвующего в формировании плаценты и прогрессировании рака. Валидированы для WB, IHC-P, ELISA; перекрестная реакция с мышью и крысой.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PEG10 кролик rAb
Примечания/Псевдоним	EDR, HB-1, Mar2, RTL2, MEF3L, Mart2, RGAG3, SIRH1, PEG10
Вид	Человек
ID гена (Человек)	23089
ID гена	23089
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q86TG7
Молекулярный вес белка	80кДа
Доставка	Сумка со льдом