


Поликлональное Антитело Anti-Peg3 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх-П (Ihc-P), Ифа (Elisa) - Q9Gzu2

Артикул: CM0016955



введение

Кроличье поликлональное антитело pAb к PEG3 валидировано для WB, IHC-P, ELISA на образцах человека, мыши, крысы. Распознает PEG3 (181 кДа), белок с цинковыми пальцами, регулирующий апоптоз и подавление опухолей. Идеально для исследований в нейробиологии и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к PEG3
Примечания/Альтернативные названия	PW1; ZNF904; ZSCAN24; ZKSCAN22; PEG3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5178
ID гена	5178
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9GZU2
Молекулярная масса белка	181 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом