

Поликлональные Антитела Против Pelі3 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа - Q8N2H9

Артикул: CM0027323

введение

Кроличы поликлональные антитела, направленные против человеческого PELI3, подходящие для использования в методах Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА. PELI3 — это E3 убиквитин-лигаза, участвующая в врожденном иммунитете и путях сигнальной трансдукции TLR/IL-1.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PELI3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	PELI3
Вид	Человек
GeneID	246330
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-280 человеческого PELI3 (NP_659502.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8N2H9
Молекулярный вес белка	51кДа
Доставка	В ледяном пакете