


Поликлональное Антитело Против Pelr1 Для Игх-П, Ифа — Q8Izl8

Артикул: CM0015828



введение

Кроличье поликлональное антитело к PELP1, валидированное для ИФА и ИГХ-П, с перекрестной реактивностью к человеку, мыши и крысе. Идеально подходит для исследований сигнализации эстрогенных рецепторов, биологии рака и созревания рРНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PELP1 кроличье пАб
Примечания/алиасы	MNAR; P160; PELP1
Вид	Человек
ID гена	27043
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 884-1130 человеческого PELP1 (Q8IZL8)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8IZL8
Молекулярная масса белка	120 кДа
Доставка	Холодовый пакет