


Кроличыи Моноклональные Антитела К Pelp1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q8Izl8

Артикул: CM0009047



введение

Высококачественные кроличьи моноклональные антитела, направленные против человеческого PELP1 (MNAR), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестная реакция с мышью и крысой. PELP1 — это транскрипционный коактиватор, участвующий в передаче сигналов эстрогенового рецептора и биологии рака. Идеально подходит для исследовательских целей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PELP1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	MNAR; P160; PELP1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	27043
GeneID	27043
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1000-1100 человеческого PELP1 (Q8IZL8).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8IZL8
Молекулярный вес белка	120kDa
Доставка	Сумка со льдом