

Кроличье Моноклональное Антитело Anti-Pen2/Psenen Для Wb, If/Icc, If-P, Elisa — Q9Nz42

Артикул: CM0009418



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий PEN2/PSENEN (UniProt Q9NZ42). Валидировано для WB, IF/ICC, IF-P, ELISA; обладает перекрёстной реактивностью с белками мыши и крысы. Идеально подходит для исследований γ-секретазного комплекса и болезни Альцгеймера.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье МАТ к PEN2/PSENEN
Примечания/синонимы	PEN2; PEN-2; MDS033; ACNINV2; MSTP064; PEN2/PSENEN
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	55851
Идентификатор гена	55851
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-101 человеческого PEN2/PSENEN (NP_758844.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9NZ42
Молекулярная масса белка	12 кДа
Доставка	Хладоэлемент