


Анти-Pen2/Psenen Кроличьи Поликлональные Антитела Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - Q9Nz42

Артикул: CM0014154



введение

Кроличьи поликлональные антитела против PEN2/PSENEN, субъединицы гамма-секретазы. Валидированы для WB и ELISA; перекрестная реакция с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Идеально подходят для исследований болезни Альцгеймера и сигнального пути Notch.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PEN2/PSENEN кроличьи pAb
Примечания/Псевдонимы	PEN2; PEN-2; MDS033; ACNINV2; MSTP064; PEN2/PSENEN
Вид	Человек
ID гена (Человек)	55851
ID гена	55851
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-101 человеческого PEN2/PSENEN (NP_758844.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NZ42
Молекулярный вес белка	12 кДа
Доставка	Сумка-холодозащитный элемент