

Поликлональное Антитело Против Penk Для Вб, Иф, Игх, Ифа — P01210

Артикул: CM0029017



введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому проэнкефалину А (PENK), валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции на препаратах, иммуногистохимии на парафиновых срезах и иммуноферментного анализа. Перекрестно реагирует с антигенами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований опиоидной сигнализации и боли.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PENK кроличье поликлональное антитело
Примечания/алиасы	PE; PENK-A; PENK
Вид антигена	Человек
ID гена (человек)	5179
ID гена	5179
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 25–267 человеческого PENK (NP_001129162.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ-П, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P01210
Молекулярная масса белка	31 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с хладоэлементом