


Поликлональные Кроличьи Антитела Против Penk Для Вб, If-Р, Ифа — P01210

Артикул: CM0022631



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий проэнкефалин-А (PENK), для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции и ИФА. Перекрестно реагируют с крысиным антигеном. Валидированы для исследований восприятия боли, опиоидной сигнализации и функции нейропептидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PENK Rabbit pAb
Примечания/алиасы	PE; PENK-A; Proenkephalin-A
Вид	Человек
ID гена (человек)	5179
ID гена	5179
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 150–267 человеческого PENK (NP_001129162.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, IF-Р, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P01210
Молекулярная масса белка	31 кДа
Доставка	Хладоэлемент