

Поликлональные Антитела Anti-Perck/Pck2 Для Вестерн-Блота И Ифа - Q16822

Артикул: CM0025666

введение

Кроличьи поликлональные антитела к митохондриальной PERCK (PCK2), валидированные для Вестерн-блота и ИФА у человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований глюконеогенеза и ферроптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PERCK/PCK2 кроличьи поликлональные антитела
Примечания/алиасы	PERCK; PERCK2; PERCK-M; PERCK/PCK2
Вид	Человек
ID гена	5106
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-280 человеческого PERCK/PCK2 (NP_004554.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q16822
Молекулярная масса белка	71 кДа
Доставка	Сухой лед