

Кроличье Моноклональное Антитело Против Рерск/Рск2 (Валидировано Ко) Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Ицх, Ифа - Q16822

Артикул: CM0004921

введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против РЕРСК/РСК2, валидированное КО, для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции и ИФА. Детектирует митохондриальный РСК2 человека, мыши и крысы. Идеально для исследований глюконеогенеза и ферроптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано КО] Кроличье моноклональное антитело против РЕРСК/РСК2
Примечания/Альтернативные названия	РЕРСК; РЕРСК2; РЕРСК-М; К2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5106
GeneID	5106
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 550-640 человеческого РЕРСК/РСК2 (Q16822)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммунофлуоресценция/Иммуноцитохимия (IF/ICC), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q16822
Молекулярная масса белка	71 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом