


Кроличье Поликлональное Антитело Anti-Pepd Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - P12955

Артикул: CM0028311



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого PEPD (пролидазы). Валидировано для применения в Вестерн-блоттинге и ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально для исследования метаболизма коллагена и связанных исследований. Примерная молекулярная масса: 54 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PEPD Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	PROLIDASE; PEPD
Вид	Человек
Gene ID (Human)	5184
Gene ID	5184
Иммуноген	Рекомбинантный белок; Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 288-424 человеческого PEPD (NP_000276.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P12955
Молекулярная масса белка	54 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом