


## Анти-Пепсиноген I (Pg I) Кроличий Моноклональный Антитело Для Elisa, Ihc-P, If-P - P0Djd7

Артикул: CM0007668



### введение

Кроличий моноклональный антитело против человеческого Пепсиногена I (PG I/PGA4), валидированное для ELISA, IHC-P и IF-P. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований пищеварительных ферментов и рака желудка.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Пепсиноген I (PG I) кроличье mAb                        |
| Примечания/Псевдоним      | Пепсиноген-4; Пепсиноген I (PG I)                       |
| Вид                       | Человек                                                 |
| GeneID (Человек)          | 643847                                                  |
| GeneID                    | 643847                                                  |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок человеческого Пепсиногена I (PG I) |
| Источник                  | Кролик                                                  |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                 |
| Применение                | IF-P, IHC-P, ELISA                                      |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                    |
| SWISS                     | P0DJD7                                                  |
| Молекулярный вес белка    | 42кДа                                                   |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                          |