


Кроличье Моноклональное Антитело Против Пепсиногена II (Pg II) Для Ihc-P, Elisa - P20142

Артикул: CM0006595



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого пепсиногена II (PG II), валидированное для IHC-P и ELISA. Перекрестно реагирует с мышиным белком. Рекомбинантный иммуноген. Подходит для исследований пищеварительных ферментов и изучения биомаркеров рака желудка.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против пепсиногена II (PG II)
Примечания/Альтернативные названия	PEPC; PGII; Пепсиноген II (PG II)
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5225
GeneID	5225
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-388 человеческого пепсиногена II (PG II) (NP_002621.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P20142
Молекулярная масса белка	42 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом