


Кроличья Моноклональная Антитело К Пепсиногену Ii (Pg Ii) Для Ihc-P, Ифа - P20142

Артикул: CM0003084



введение

Кроличья моноклональная антитела против человеческого пепсиногена II (PG II). Подходит для иммуногистохимии парафиновых срезов (IHC-P) и ИФА, имеет перекрестную реактивность с мышинным и крысиным PG II. Идеально подходит для исследований желудочно-кишечного тракта и разработки диагностических систем In Vitro (IVD).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья моноклональная антитела к пепсиногену II (PG II)
Примечания / Альтернативные названия	PEPC; PGII; Pepsinogen II (PG II)
Вид реагируемого антигена	Человек
ID гена (человек)	5225
ID гена	5225
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот с 1 по 388 человеческого пепсиногена II (PG II) (NP_002621.1).
Источник получения	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P20142
Молекулярная масса белка	42 кДа
Условия доставки	С холодильным элементом