

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Per1 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Ифа - O15534

Артикул: CM0005556

введение

Валидированные кроличьи моноклональные антитела против PER1 для Вестерн-блоттинга, IF/ICC, ИФА. Нацелены на человеческий PER1 (O15534), ключевой белок циркадных часов. Подходят для изучения циркадных ритмов и экспрессии генов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KD] PER1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	PER; hPER; RIGUI
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5187
GeneID	5187
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 207-275 человеческого PER1 (NP_002607.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O15534
Молекулярная масса белка	136 кДа/92 кДа
Доставка	Сумка со льдом