

Кроличыи Поликлональные Антитела Против Per1 - O15534

Артикул: CM0027056

введение

Кроличыи поликлональные антитела против человеческого PER1, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), ИГХ (ИНС-Р), ИФ (IF/ICC), ИФА. Реагируют с человеческим, мышиным, крысиным белками. Для исследований циркадных часов и изучения транскрипционной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PER1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	PER; hPER; RIGUI; PER1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5187
ID гена	5187
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-200 человеческого PER1 (NP_002607.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИНС-Р, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O15534
Молекулярный вес белка	136 кДа/92 кДа
Доставка	С ледяным пакетом