

Кроличыи Моноклональные Антитела К Anti-Per3 Для Wb, Elisa - P56645

Артикул: CM0007548

введение

Кроличыи моноклональные антитела, направленные против белка циркадных часов PER3 человека. Валидированы для вестерн-блоттинга и ИФА; перекрестная реакция с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Идеально подходят для исследований сна и циркадных ритмов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PER3 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	GIG13; FASPS3; PER3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	8863
ID гена	8863
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 10-100 человеческого PER3 (P56645).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P56645
Молекулярный вес белка	132кДа
Доставка	Сумка со льдом