

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Перфорина Для Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa — P14222

Артикул: CM0011017

введение

Высококачественные кроличьи моноклональные антитела, нацеленные на человеческий перфорин (PRF1, P14222) для WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Перекрестно реагируют с мышинным перфорином. Подходят для исследований в области иммунологии и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Перфорин кроличьи моноклональные антитела
Примечания/псевдонимы	P1, PFP, HPLH2
Вид	Человек
ID гена (человек)	5551
ID гена	5551
Иммуноген	Рекомбинантный белок (рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 21-555 человеческого перфорина (NP_005032.2))
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P14222
Молекулярная масса белка	61 кДа
Доставка	С хладагентом