

Анти-Перфорин Кроличья Поликлональное Антитело Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф (If/Icc), Ифа (Elisa) - P14222

Артикул: CM0018649

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого Перфорина (PRF1, P14222). Валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA с перекрестной реактивностью к человеку, мыши и крысе. Ключевой инструмент для изучения гранзим-опосредованного цитотоксического действия и иммунной защиты.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Perforin Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	P1; PFP; HPLH2; Перфорин
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5551
ID гена	5551
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 280-555 человеческого Перфорина (NP_005032.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P14222
Молекулярный вес белка	61 кДа
Доставка	В ледяном пакете