

Поликлональные Антитела К Anti-Perilipin-2 Для Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q99541

Артикул: CM0030218

введение

Кроличы поликлональные антитела против Perilipin-2 (ADRP/ADFP). Валидированы для WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Реагируют с человеческими, мышинными, крысиными образцами. Структурный компонент липидных капель. Используются в исследованиях метаболизма липидов. UniProt Q99541.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Perilipin-2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ADFP; ADRP; Perilipin-2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	123
Иммуноген	Рекомбинантный белок Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 168-437 человеческого Perilipin-2 (NP_001113.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q99541
Молекулярный вес белка	48 кДа
Доставка	В ледяном пакете