

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Perilipin-2 Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa — P43883

Артикул: CM0021535

введение

Поликлональное кроличье антитело, направленное против Perilipin-2 мыши (ADRP/Adipophilin), для WB, IF-P, IHC-P и ELISA; перекрёстно реагирует с крысой. Идеально подходит для исследований биологии липидных капель и метаболических заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	perilipin-2 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	ADPH, Adfp, Adrp, perilipin-2
Вид	Мышь
GeneID (человек)	123
GeneID	11520
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 325-425 perilipin-2 мыши (NP_031434.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	P43883
Молекулярная масса белка	46 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом