


Моноклональное Антитело К Периостину Для Wb, Elisa — Q15063

Артикул: CM0011541



введение

Кроличье моноклональное антитело к периостину человека, валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Получено против синтетического пептида в пределах N-концевого участка. Идеально подходит для изучения клеточной адгезии, микроокружения опухоли и ремоделирования внеклеточного матрикса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к периостину
Примечания/синонимы	PN; OSF2; OSF-2; PDLPOSTN; Периостин
Вид	Человек
GeneID (человек)	10631
GeneID	10631
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 периостина человека (NP_001129406.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q15063
Молекулярная масса белка	80 кДа/83 кДа/84 кДа/87 кДа/90 кДа/93 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом