

Моноклональное Антитело Против Perk Для Вб, If/Icc, Ihc-P, Ифа — Q9Nzj5

Артикул: CM0012542



введение

Кроличье моноклональное антитело к PERK нацелено на человеческий PERK (EIF2AK3) — ключевой сенсор неотложной реакции на стресс эндоплазматической сети. Получено из кролей против аминокислот 867–1116. Подходит для применения в ВБ, IF/ICC, ИHC-P, ИФА; перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Предназначено для исследования стресса ЭР.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PERK Rabbit mAb
Примечания / алиасы	PEK; WRS; PERK
Вид	Человек
GeneID (человек)	9451
GeneID	9451
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 867–1116 человеческого PERK (NP_004827.4)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, IF/ICC, ИHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NZJ5
Молекулярная масса белка	125 кДа
Доставка	Холодовая упаковка