

Моноклональное Кроличье Антитело Anti-Perk Для Wb, Elisa — Q9Nzj5

Артикул: CM0008831



введение

Моноклональное кроличье антитело к PERK (Q9NZJ5), валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA, выявляет человеческий PERK и обладает перекрёстной реактивностью с белками мыши и крысы. Идеально подходит для исследований реакции на неправильно свёрнутые белки и сигнальных путей клеточного стресса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб к PERK
Примечания/синонимы	PEK; WRS; PERK
Вид	Человек
GeneID (человек)	9451
GeneID	9451
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9NZJ5
Молекулярная масса белка	125 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом