


Поликлональные Антитела К Анти-Peroxiredoxin 1/Pag Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q06830

Артикул: CM0016387



введение

Кроличьи pAb к Peroxiredoxin 1/PAG от CamelBio (Q06830) — это поликлональные антитела, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA) на образцах человека и мыши. Они обнаруживают 22 кДа антиоксидантный белок Peroxiredoxin-1, ключевой регулятор сигнальных путей окислительного стресса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Peroxiredoxin 1/PAG Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	PAG; PAGA; PAGB; PRX1; PRXI; MSP23; NKEFA; TDPX2; NKEF-A; Peroxiredoxin 1/PAG
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5052
GeneID	5052
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-199 человеческого Peroxiredoxin 1/PAG (NP_001189360.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q06830
Молекулярный вес белка	22kDa
Доставка	В ледяном пакете