

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Peroxiredoxin 1/Pag Для If/Icc, Elisa — Q06830

Артикул: CM0020474



введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на Peroxiredoxin 1/PAG, для применения в IF/ICC и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Детектирует белок массой 22 кДа. Подходит для исследований окислительного стресса и сигнальных путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к Peroxiredoxin 1/PAG
Примечания/синонимы	PAG; PAGA; PAGB; PRX1; PRXI; MSP23; NKEFA; TDPX2; NKEF-A; Peroxiredoxin 1/PAG
Вид	Человек
GeneID (человек)	5052
GeneID	5052
Иммуноген	Рекомбинантный белок Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 99-199 человеческого Peroxiredoxin 1/PAG (NP_001189360.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q06830
Молекулярная масса белка	22 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом