

Моноклональное Антитело Против Пероксиредоксина 2 (Prdx2) Для Wb И Elisa — P32119

Артикул: CM0007917



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого пероксиредоксина 2 (PRDX2), валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований окислительного стресса и окислительно-восстановительных процессов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАт против пероксиредоксина 2 (PRDX2)
Примечания/синонимы	PRP; TSA; PRX2; PTX1; TPX1; NKEFB; PRXII; TDPX1; NKEF-B; HEL-S-2a; пероксиредоксин 2 (PRDX2)
Вид	Человек
GeneID (человек)	7001
GeneID	7001
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P32119
Молекулярная масса белка	22 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом