

Поликлональное Антитело К Anti-Peroxiredoxin 2 (Prdx2) Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P32119

Артикул: CM0022034



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на Peroxiredoxin 2 (PRDX2), валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA. Реагирует с белком человека, мыши и крысы; иммуноген - рекомбинантный белок. Идеально для исследований окислительного стресса и антиоксидантной защиты.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KO Validated] Peroxiredoxin 2 (PRDX2) Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	PRP; TSA; PRX2; PTX1; TPX1; NKEFB; PRXII; TDPX1; NKEF-B; HEL-S-2a; 2)
Вид	Человек
Gene ID	7001
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-142 человеческого Peroxiredoxin 2 (PRDX2) (NP_859428.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P32119
Молекулярная масса белка	22 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом