

Антитела Кали Против Пероксиредоксина-2 (Prdx2) (Кроличыи Поликлональные) Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Мфк, Ифа - P32119

Артикул: CM0024030



введение

Кроличыи поликлональные антитела к PRDX2, валидированные для Вестерн-блоттинга, ИФ/МФК, ИФА на образцах человека, мыши и крысы. Обнаруживают пероксиредоксин-2 размером ~22 кДа — цитоплазматический антиоксидантный фермент, участвующий в ответе на оксидативный стресс.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Пероксиредоксин 2 (PRDX2) кроличыи pAb
Примечания/Псевдонимы	PRP; TSA; PRX2; PTX1; TPX1; NKEFB; PRXII; TDPX1; NKEF-B; HEL-S-2a; Peroxiredoxin 2 (PRDX2)
Вид	Человек
ID гена	7001 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-142 человеческого пероксиредоксина-2 (PRDX2) (NP_859428.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P32119
Молекулярный вес белка	22kDa
Доставка	Сумка-холодозащитный элемент