


Поликлональное Антитело Против Peroxiredoxin 3 (Prdx3) Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции, Elisa - P30048

Артикул: CM0014729



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий PRDX3 (Peroxiredoxin 3), валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ELISA. Детектирует эндогенный PRDX3 в образцах человека, мыши и крысы. Идеально для исследований окислительного стресса и митохондрий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Peroxiredoxin 3 (PRDX3) Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	AOP1; MER5; AOP-1; PPPCD; SP-22; HBC189; SCAR32; PRO1748; prx-III; Peroxiredoxin 3 (PRDX3)
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10935
GeneID	10935
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 63-256 человеческого Peroxiredoxin 3 (Peroxiredoxin 3 (PRDX3)) (NP_006784.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P30048
Молекулярная масса белка	28 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом