


Кроличья Моноклональная Антитело Против Пероксиредоксина 3 (Prdx3) Для Вб, Игх-П, Иф/Икк, Ифа — P30048

Артикул: CM0005461



введение

Кроличья моноклональная антитело против человеческого пероксиредоксина 3 (PRDX3), валидированная для WB, ИHC-Р, IF/ICC и ИФА. Реагирует с PRDX3 человека и мыши; митохондриальный антиоксидантный белок.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Пероксиредоксин 3 (PRDX3) кроличья мкАнт
Примечания/Альасы	AOP1; MER5; AOP-1; PPPCD; SP-22; HBC189; SCAR32; PRO1748; prx-III; Пероксиредоксин 3 (PRDX3)
Вид	Человек
GenelD (человек)	10935
GenelD	10935
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в районе аминокислот 157-256 человеческого пероксиредоксина 3 (PRDX3) (P30048)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ИHC-Р, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P30048
Молекулярная масса белка	28 кДа
Доставка	Айс-пак