


Кроличье Поликлональное Антитело Против Пероксиредоксина 3 (Prdx3) Для Wb, Elisa — P30048

Артикул: CM0020412



введение

CamelBio предлагает кроличье антитело против PRDX3, валидированное для WB и ELISA. Оно выявляет PRDX3 человека и крысы — митохондриальный антиоксидантный фермент, играющий ключевую роль в исследованиях окислительного стресса и нейродегенерации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело против пероксиредоксина 3 (PRDX3)
Примечания/синонимы	AOP1; MER5; AOP-1; PPPCD; SP-22; HBC189; SCAR32; PRO1748; prx-III
Вид	Человек
Идентификатор гена	10935
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 63–256 пероксиредоксина 3 (PRDX3) человека (NP_006784.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, крыса
SWISS	P30048
Молекулярная масса белка	28 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом