


Поликлональные Антитела К Пероксиредоксину 4 (Prdx4) Для Вб, Игг-П, Иф/Икк, Ифа — Q13162

Артикул: CM0022599



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому пероксиредоксину 4 (PRDX4). Валидированы для применения в ВБ, ИГГ-П, ИФ/ИКК и ИФА. Обнаруживают PRDX4 человека, мыши и крысы. Подходят для исследований в области окислительного стресса и редокс-сигналинга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Пероксиредоксин 4 (PRDX4), кроличьи поликлональные антитела
Примечания/синонимы	PRX-4; AOE372; AOE37-2; HEL-S-97п; Пероксиредоксин 4 (PRDX4)
Вид антитела	Человек
GeneID (человек)	10549
GeneID	10549
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 10-110 человеческого пероксиредоксина 4 (PRDX4) (NP_006397.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-П, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13162
Молекулярная масса белка	31 кДа
Доставка	Холодильный пакет