

## Кроличья Поликлональная Антитело Против Пероксиредоксина 4 (Prdx4) Для Вестерн-Блота, Ифа - Q13162

Артикул: CM0014179



### введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на человеческий пероксиредоксин 4 (PRDX4), валидирована для Вестерн-блоттинга и ИФА, имеет перекрестную реактивность с мышиными и крысиными образцами. Идеально подходит для исследований окислительного стресса и антиоксидантных ферментов.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                                           |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | [Валидировано КО] Пероксиредоксин 4 (PRDX4) кроличья поликлональная антитело                                                                       |
| Примечания/Альтернативные названия | PRX-4; AOE372; AOE37-2; HEL-S-97n; 4)                                                                                                              |
| Вид                                | Человек                                                                                                                                            |
| ID гена                            | 10549                                                                                                                                              |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот с 38 по 271 позицию человеческого пероксиредоксина 4 (PRDX4) (NP_006397.1) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                                             |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                                            |
| Применение                         | ВБ, ИФА                                                                                                                                            |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                               |
| SWISS                              | Q13162                                                                                                                                             |
| Молекулярная масса белка           | 31 кДа                                                                                                                                             |
| Доставка                           | Холодильный пакет                                                                                                                                  |