


Кроличий Моноклональный Антитело Против Анти-Peroxiredoxin 5 (Prdx5) Для Wb, Elisa - P30044

Артикул: CM0009859



введение

Кроличий моноклональный антитело против человеческого PRDX5, валидированный для WB и ELISA. Обнаруживает полосу ~22 кДа в образцах человека, мыши и крысы. Нацелен на митохондриальный антиоксидантный фермент пероксиредоксин-5, защищающий клетки от окислительного стресса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Peroxiredoxin 5 (PRDX5) кроличий mAb
Примечания/Псевдонимы	PLP; ACR1; B166; PRXV; PMP20; PRDX6; prx-V; SBBI10; AOEB166; HEL-S-55; Peroxiredoxin 5 (PRDX5)
Вид	Человек
GeneID (Человек)	25824
GeneID	25824
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Кросс-реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P30044
Молекулярный вес белка	22 кДа
Доставка	Сумка со льдом