


Кроличыи Моноклональные Антитела Против Пероксиредоксина 5 (Prdx5) Для Wb, Ihc-P, Elisa - P30044

Артикул: CM0006905



введение

Кроличыи моноклональные антитела к человеческому пероксиредоксину 5 (PRDX5), валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА (ELISA). Перекрестно реагируют с мышинным и крысиным белком. Подходит для исследования окислительного стресса. Высокая специфичность к митохондриальной, цитоплазматической и пероксисомальной изоформам.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KO] Кроличыи моноклональные антитела к пероксиредоксину 5 (PRDX5)
Примечания/Альтернативные названия	PLP; ACR1; B166; PRXV; PMP20; PRDX6; prx-V; SBB110; AOEB166; HEL-S-55; Peroxiredoxin 5 (PRDX5)
Вид	Человек
GeneID	25824
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 53-214 человеческого пероксиредоксина 5 (PRDX5) (NP_036226.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P30044
Молекулярная масса белка	22 кДа
Доставка	Хладоэлемент