


Кроличья Поликлональная Антитело К Пероксиредоксину 5 (Prdx5) Для Вестерн-Блоттинга, If/Исс, Ифа - P30044

Артикул: CM0029988



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к пероксиредоксину 5 (PRDX5), валидированное для Вестерн-блоттинга, IF/ICC и ИФА. Подходит для изучения окислительного стресса и антиоксидантной защиты в образцах человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Peroxiredoxin 5 (PRDX5) Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	PLP; ACR1; B166; PRXV; PMP20; PRDX6; prx-V; SBBI10; AOEB166; HEL-S-55; Peroxiredoxin 5 (PRDX5)
Вид	Человек
GeneID (Человек)	25824
GeneID	25824
Иммуноген	Рекомбинантный белок: Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 53-214 человеческого пероксиредоксина 5 (PRDX5) (NP_036226.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P30044
Молекулярная масса белка	22кДа
Доставка	В ледяном пакете