


Антитела Кали Против Пероксиредоксина-5 (Prdx5) (Кролик) Для Wb, If/Icc, Elisa - P30044

Артикул: CM0014246



введение

Высококачественные поликлональные антитела кали против пероксиредоксина-5 (PRDX5), валидированные для WB, IF/ICC, ELISA. Обнаруживают PRDX5 человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований окислительного стресса, антиоксидантной защиты и пероксисом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Пероксиредоксин-5 (PRDX5), поликлональные антитела кали
Примечания/Псевдонимы	PLP; ACR1; B166; PRXV; PMP20; PRDX6; prx-V; SBB110; AOEB166; HEL-S-55; Peroxiredoxin 5 (PRDX5)
Вид	Человек
GeneID (Человек)	25824
GeneID	25824
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 53-214 пероксиредоксина-5 (PRDX5) человека (NP_036226.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P30044
Молекулярный вес белка	22 кДа
Доставка	Сумка со льдом