

Поликлональное Антитело Против Пероксиредоксина 6 Для Wb — P30041

Артикул: CM0019622



введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого пероксиредоксина 6 (PRDX6) для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Распознаёт белок человека, мыши и крысы. Белок массой 25 кДа. Антиоксидантный фермент с пероксидазной и фосфолипазной активностью.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к пероксиредоксину 6
Примечания/синонимы	PRX; p29; AOP2; 1-Cys; NSGPx; aiPLA2; LPCAT-5; HEL-S-128m; пероксиредоксин 6
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	9588
Идентификатор гена	9588
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-224 человеческого пероксиредоксина 6 (NP_004896.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P30041
Молекулярная масса белка	25 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом