

Кроличья Моноклональная Антитело К Пероксиредоксину 6 (Валидировано По Кд) Для Вб, Игх-П, Ифа - P30041

Артикул: CM0005195



введение

Данное кроличье моноклональное антитело к человеческому пероксиредоксину 6 (валидировано по КД) детектирует белок размером ~25 кДа, подходит для ВБ, ИГХ-П и ИФА с перекрестной реактивностью с человеческими и крысиными образцами. Идеально подходит для исследований окислительного стресса и липидного обмена.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано по КД] Пероксиредоксин 6 кроличья моноклональная антитело
Примечания/псевдонимы	PRX; p29; AOP2; 1-Cys; NSGPx; aiPLA2; LPCAT-5; HEL-S-128m
Вид	Человек
GeneID	9588
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-224 человеческого пероксиредоксина 6 (NP_004896.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P30041
Молекулярная масса белка	25 кДа
Доставка	С охлаждающим пакетом