

Кроличье Моноклональное Антитело Против Perp Для Вестерн Блоттинга, Игх, Иф - Q96Fx8

Артикул: CM0005944

введение

Кроличье моноклональное антитело против PERP (Q96FX8), валидированное для Вестерн блоттинга, ИГХ, ИФ, ИФА в образцах человека, мыши, крысы. Нацелено на эффектор апоптоза p53, связанный с RMP-22, участвующий в десмосомных соединениях и целостности эпителия. Идеально для исследований апоптоза и клеточной адгезии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против PERP
Примечания/Альтернативные названия	THW, KCP1, EKVP7, OLMS2, PIGPC1, KRTCAP1, dj496H19.1, PERP
Вид	Человек
GeneID (Человек)	64065
GeneID	64065
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 94-193 белка PERP человека (Q96FX8).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн блоттинг, ИФ на клетках, ИГХ на парафиновых срезах, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96FX8
Молекулярная масса белка	21 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом